Министерство образования Республики Беларусь БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3э.3

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3э.3

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Цель работы:

- 1. Ознакомиться с одним из методов измерения индукции магнитного поля.
- 2. Изучить магнитное поле тока катушки.
- 3. Проверить справедливость принципа суперпозиции магнитных полей.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Магнитное поле — это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды, проводники с током и на тела, обладающие магнитным моментом (независимо от состояния их движения). Эти же объекты являются источниками магнитных полей.

Магнитное поле создается токами в электролитах, электрическими разрядами в газах, катодными и анодными лучами, проявляется при движении электронов в атомах, при колебаниях атомных ядер в молекулах, при изменении ориентации элементарных диполей в диэлектриках и т.д. Природа этих источников едина; магнитное поле возникает в результате движения заряженных микрочастиц (электронов, протонов, ионов), а также благодаря наличию у микрочастиц собственного (спинового) магнитного момента.

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции \vec{B} . Вектор \vec{B} определяет силу, действующую в данной точке поля на движущийся электрический заряд, проводник с током или на тело, обладающее магнитным моментом \vec{p}_m .




Рис.1

В СИ единица магнитной индукции получила название **Тесла** (Тл):

$$1 T\pi = 1 \frac{H \cdot M}{A \cdot M^2} = 1 \frac{\mathcal{L} \mathcal{K}}{A \cdot M^2} = 1 \frac{B \cdot c}{M^2}.$$

Магнитного аналога электрическому заряду в природе не существует. Пробным объектом, пригодным для определения и измерения магнитного поля может быть элементарный контур с током, магнитным полем которого можно пренебречь.

Количественной характеристикой контура с током I является его магнитный момент $\vec{p}_{\scriptscriptstyle m}$:

$$\vec{p}_{m} = IS\,\vec{n}\,,\tag{1}$$

где S – площадь поверхности, ограниченной контуром L; $\vec{\mathbf{n}}$ – единичный вектор нормали к этой поверхности.

Направление тока и нормали к поверхности образуют правовинтовую систему (Рис. 1).

На плоский контур с током, помещенный в однородное магнитное поле, действует, момент сил

$$\vec{M} = [\vec{p}_{,,,}\vec{B}],\tag{2}$$

В положении устойчивого равновесия контура $\vec{p}_m \uparrow \uparrow \vec{B}$. Модуль момента сил — $M = p_m B \sin(\vec{n}, \vec{B})$. Из соотношения (2.6.2) можно получить величину магнитной индукции

$$B=\frac{M_{max}}{p_{m}},$$

где M_{\max} — максимальный момент сил, действующий на контур с током. Направление вектора \vec{B} определяется направлением магнитного момента \vec{p}_m в равновесном положении контура.

Основной задачей теории магнитного поля является расчет характеристик магнитного поля произвольной системы токов и движущихся электрических зарядов. В основе метода расчета магнитных полей лежит **принцип суперпозиции:** магнитное поле, порождаемое несколькими движущимися зарядами (токами) в данной точке пространства, равно векторной сумме магнитных полей, порождаемых каждым зарядом (током) в этой точке в отдельности

$$\vec{B}(\vec{r}) = \sum_{i} \vec{B}_{i}(\vec{r}), \qquad (3)$$

Согласно закону Био-Савара-Лапласа, элемент проводника $d\vec{l}$ (Рис.2.6.2), по которому идет ток I , создает в точке N, находящейся на радиус-векторе \vec{r} от направленного элемента длины $d\vec{l}$, вектор индукции магнитного поля

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I[d\vec{l}, \vec{r}]}{4\pi r^3},\tag{4}$$

где μ_0 – магнитная постоянная ($\mu_0 = 1,26\cdot 10^{-6}~\Gamma$ н/м); μ – магнитная проницаемость среды. Элемент $d\vec{l}$ направлен по касательной $\vec{\tau}$ к проводнику по току.




Рис.2

Вектор $\vec{B}(\vec{r})$ перпендикулярен плоскости S, содержащей векторы $d\vec{l}$ и \vec{r} (Рис. 2). Направление вектора $d\vec{B}$ определяется по правилу векторного произведения: если смотреть с конца этого вектора, то кратчайший поворот от первого вектора в произведении $d\vec{l}$, ко второму \vec{r} происходит против часовой стрелки. Модуль индукции магнитного поля, создаваемого проводником с током I в точке N, будет опреде-


ляться путем интегрирования модуля dB по всей длине проводника

Применяя закон Био-Савара-Лапласа и принцип суперпозиции, можно рассчитать индукцию магнитного поля, создаваемого токами различных конфигураций проводников. В частности, магнитное поле, создаваемое кольцевым проводником с током I в произвольной точке, лежащей на оси проводника на расстоянии x от его плоскости:

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{I R^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$
 (5)

где R – радиус кругового проводника.

Типичные графики зависимости величины индукции B как функции расстояния x вдоль оси для разных направлений тока изображены на рис. 3.: $B_1(x)$ — график для индукции магнитного поля левой катушки, $B_2(x)$ — график для поля правой катушки, $B_p(x)$ — график для результирующего поля двух катушек с токами противоположенного направления.




В работе исследуются магнитные поля двух соосных катушек, расположенных друг от друга на расстоянии *порядка их радиуса*, по виткам которых идут *постоянные токи* противоположного направления (Рис. 4). Индукция магнитного поля в любой точке на оси катушек равна в торной сумме полей, создаваемых этими катушками по отдельности в той же точке

$$\vec{B}(x) = \vec{B}_1(x) + \vec{B}_2(x). \tag{6}$$

Проецируя (6) на ось Ox, получаем:

$$B_x(x) = B_{1x}(x) + B_{2x}(x)$$
.

Для измерения индукции магнитного поля в работе применяется осциллограф. Метод измерения величины магнитной индукции основан на явлении электромагнитной индукции — возникновении ЭДС индукции в измерительной катушке (зонде) при изменении магнитного потока Ф через поверхность, ограниченную витками катушки.



Измерительная катушка (зонд) небольших размеров расположена на оси OX так, чтобы вектор $\vec{B}(x)$ был перпендикулярен к плоскости ее витков. Величина магнитной индукции B_x определяется по изменению магнитного потока через поперечное сечение зонда при включении тока *постоянной величины в катушках*, создающих магнитное поле. Вследствие этого в обмотке зонда наводится ЭДС индукции \mathcal{E}_x , которая создает импульс тока и заряжает конденсатор C до определенной разности потенциалов, отображаемой на экране осциллографа в виде одиночного импульса, амплитуда которого $U = V_{amp}$, зависит от координаты зонда на оси.

Величина индукционного тока I, определяется из закона Ома:

$$I_i = \frac{\mathscr{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi}{dt},\tag{7}$$

где R — полное сопротивление цепи.

Этот ток за время Δt перенесет через измерительную цепь заряд

$$Q = \int_{0}^{\Delta} I_{i} dt = -\frac{1}{R} \int_{0}^{\Phi} d\Phi = -\frac{\Phi}{R}$$
 (8)

и сформирует импульс напряжения на конденсаторе C амплитудой $U = \frac{Q}{C}$.

Так как магнитный поток через поперечное сечение катушки

$$\Phi = -B_x S N$$
,


где S — площадь ограниченной витком поверхности, в пределах которой поле можно считать однородным, N — число витков катушки, то согласно формуле (2.6.8), по цепи пройдёт заряд

$$Q = \frac{B_x SN}{R}. (9)$$

Измеряя амплитуду импульса $U=V_{amp}$ на цифровом осциллографе при переносе заряда Q через измерительную цепь, можно вычислить магнитную индукцию по формуле

$$B_x = \frac{UCR}{NS}. (10)$$

Принципиальная схема установки изображена на рис. 6. Исследуемые поля катушек L_1 и L_2 , создаются постоянным током. Амплитуда напряжения U на конденсаторе C показана с правой стороны в меню осциллографа как V_{amp} .



Измерительная катушка L_3 жестко насажена на стержень, с помощью которого может перемещаться вдоль осей катушек L_1 и L_2 . Параллельно катушке L_3 подключена емкость C. Полное сопротивление измерительной цепи R равно сумме сопротивлений катушки L_3 , соединенных проводов и осциллографа.



ЗАДАНИЕ

1. Для каждой из катушек L_1 и L_2 измерить на их оси через каждый сантиметр максимальное значение амплитуды импульса сигнала U осциллографа при включении тока, создающего поле. При этом необходимо учитывать знак U: ориентированная вверх кривая импульса сигнала соответствует U > 0, а вниз -U < 0.

Рассчитать проекцию магнитной индукции B_x на оси катушек по формуле (10). Данные измерений и расчетов занести в табл. 1. Проекция вектора магнитной индукции B_x на ось OX вносится со знаком, соответствующим полярности импульса на экране осциллографа.

Таблица 1

х,	L_1		$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		р . р Т	$L_1 + L_2$	
10 ⁻² м	U_1 , B	B_{1x} , Тл	U_2 , B	B_{2x} , Тл	$B_{1x} + B_{2x}, 1\Pi$	U_{p} , B	B_{px} , Тл
-4							
-3							
• • •							
0							
•••							
3							
4							

Построить зависимости $B_{1x} = B_{1x}(x)$ и $B_{2x} = B_{2x}(x)$ на одних координатных осях.

2. Проделать аналогичные измерения результирующего магнитного поля при одновременном протекании тока в катушках L_1 и L_2 . Результаты измерений и расчетов проекции результирующей магнитной индукции B_{Px} внести в Табл. 1.

Построить графики алгебраической суммы проекций функций магнитных полей $B(x) = B_{1x}(x) + B_{2x}(x)$ и результирующего поля катушек $B_{Px}(x)$ на одних координатных осях.

3. Провести анализ полученных результатов. Сделать заключение о выполнении в последнем случае принципа суперпозиции полей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Дать определение магнитного поля. Назвать его источники. Сформулировать принцип суперпозиции магнитных полей.
- 2. Записать закон Био Савара Лапласа. Как определить направление вектора \vec{dB} ?
- 3. В чем состоит явление электромагнитной индукции? Определить направления индукционного тока в измерительной катушке при включении и выключении тока в катушке, создающей магнитное поле.
- 4. Перечислить все физические явления, лежащие в основе предложенного метода исследования магнитного поля катушек.
- 5. Пояснить принцип работы используемой схемы.
- 6. Используя закон Био Савара Лапласа и принцип суперпозиции магнитных полей, получить формулу (2.6.5).

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Иродов, И. Е. Основные законы электромагнетизма / И. Е. Иродов. М. : Высш. шк., 1983.
- 2. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн. 2: Электричество и магнетизм/ И. В. Савельев. М.: Астрель: АСТ, 2004.
- 3. Сивухин, Д. В. Общий курс физики: в 5 т. / Д. В. Сивухин. М. : Физматлит, МФТИ, 2002-2005.-5 т.
- 4. Электромагнетизм : лаб. практикум по курсу «Физика» / М. С. Сергеева-Некрасова [и др.]; под общ. ред. В. И. Мурзова, — Минск : БГУИР, 2011.