Министерство образования Республики Беларусь БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра физики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

№ 23.2

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2э.2

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- 1. Изучить характеристики векторного поля: поток Φ_E через ориентированную поверхность и циркуляцию Γ_E вдоль ориентированного контура.
- 2. Проверить теорему Гаусса для поля вектора напряженности \dot{E} электрического поля в интегральной форме.
- 3. Проверить равенство нулю циркуляции вектора напряженности \vec{E} электростатического поля вдоль произвольного ориентированного контура.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Всякий заряд (частица или тело, обладающее зарядом) изменяет определенным образом свойства окружающего его пространства — создает электрическое поле, которое проявляет себя в том, что помещенный в какую-либо его точку другой заряд испытывает действие силы со стороны этого поля.

Основной характеристикой электрического поля является напряженность.

Напряженность \vec{E} электрического поля в некоторой его точке — векторная физическая величина, являющаяся <u>силовой</u> характеристикой электрического поля и равная отношению силы \vec{F} , действующей со стороны поля на помещенный в данную точку неподвижный точечный пробный заряд $q_{\rm np}$, к этому заряду:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_{\text{IID}}}.$$
 (1)

B СИ [E] = B/м.

Электростатическим полем называется электрическое поле, создаваемое неподвижными в выбранной системе отсчета зарядами. Кроме напряженности важной характеристикой электростатического поля является потенциал.

Потенциал $\phi(\vec{r})$ точки электростатического поля — скалярная физическая величина, являющаяся <u>энергетической</u> характеристикой этого поля в данной точке и равная отношению потенциальной энергии $W^p(\vec{r})$, которой обладает находящийся в данной точке пробный точечный заряд q_{np} , к этому заряду:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{W^p(\vec{r})}{q_{\text{np}}}.$$
 (2)

B СИ $[\phi]$ = B.

Связь напряженности <u>электростатического</u> поля и потенциала: вектор напряженности в данной точке с радиус-вектором \vec{r} электростатического поля равен градиенту потенциала в этой точке поля с обратным знаком:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\operatorname{grad} \varphi(\vec{r}). \tag{3}$$

В декартовой прямоугольной системе координат (ДПСК) равенство (3) принимает вид:

$$E_{x}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_{x} + E_{y}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_{y} + E_{z}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_{z} = -\left(\frac{\partial \varphi(\vec{r})}{\partial x} \cdot \vec{e}_{x} + \frac{\partial \varphi(\vec{r})}{\partial y} \cdot \vec{e}_{y} + \frac{\partial \varphi(\vec{r})}{\partial z} \cdot \vec{e}_{z}\right), \tag{4}$$

где $E_x(\vec{r})$, $E_y(\vec{r})$, $E_z(\vec{r})$ – проекции напряженности \vec{E} в точке электростатического поля с радиус-вектором \vec{r} на координатные оси ДПСК;

 \vec{e}_x , \vec{e}_y , \vec{e}_z – ортонормированный базис ДПСК.


Стационарным векторным полем (например, полем вектора напряженности \vec{E} электростатического поля) называется область пространства, в каждой точке которой задан не зависящий от времени вектор \vec{E} , т. е. определена векторная функция координат $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$, где \vec{r} – радиус-вектор точки области пространства.

Силовая линия векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ — это направленная линия, в каждой точке которой вектор \vec{E} направлен по касательной к силовой линии. Густота силовых линий (т. е. число силовых линий, пересекающих перпендикулярную к ним плоскую поверхность единичной площади) в некоторой точке поля прямо пропорциональна модулю \vec{E} в этой точке.

Интегральными характеристиками векторного поля, описывающими основные его свойства, являются:

- 1) поток Φ_E через ориентированную поверхность,
- 2) циркуляция Γ_E вдоль ориентированного контура.

Пусть в окрестности какой-либо точки векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ находится малый плоский элемент (dS) некоторой поверхности (S), в пределах которого данное поле можно считать однородным, т. е. вектор \vec{E} в каждой точке элемента (dS) одинаков (рис. 1). Ориентируем этот элемент (dS) заданием единичного вектора нормали \vec{n} ($|\vec{n}|=1$), проведенного перпендикулярно к (dS). Поскольку малый элемент (dS) поверхности является плоским, то вектор нормали \vec{n} к (dS) можно провести как в одном направлении, так и в противоположном. Введем в рассмотрение вектор ориентированного малого элемента поверхности \vec{dS} , равного



$$\overrightarrow{dS} = dS \cdot \vec{n}. \tag{5}$$

где dS – площадь малого элемента (dS) поверхности (S).

Тогда **потоком (элементарным)** $d\Phi_E$ векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ через малый ориентированный элемент поверхности называется число, равное скалярному произведению векторов \vec{E} и \overrightarrow{dS} :

$$d\Phi_E = (\vec{E}, \vec{dS}) = (\vec{E}, \vec{n}) \cdot dS = E \cdot \cos \alpha \cdot dS = E_n \cdot dS, \tag{6}$$

где α – угол между векторами \vec{E} и \vec{n} ;

 $E_n = (\vec{E}, \vec{n}) = E \cdot \cos \alpha$ — проекция \vec{E} на направление единичного вектора нормали \vec{n} (или \vec{dS}).

Пусть в области векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ находится гладкая или кусочно-гладкая поверхность (S) конечных размеров (рис. 1). Ориентированной является гладкая двусторонняя поверхность (S), в каждой точке которой задан единичный вектор \vec{n} , направленный по нормали к одной из сторон этой поверхности. **Поток** Φ_E векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ через произвольную ориентированную поверхность (S) – это число, равное значению поверхностного интеграла

$$\Phi_E = \int_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \int_{(S)} (\vec{E}, \vec{n}) \cdot dS, \tag{7}$$

где $\overrightarrow{dS} = dS \cdot \overrightarrow{n}$ – вектор ориентированного малого элемента (dS) поверхности (S);

dS – площадь малого элемента (dS) поверхности (S), в пределах которого векторное поле можно считать однородным;

 \vec{n} – единичный вектор нормали к малому элементу (dS) поверхности (S). B СИ $[\Phi_E] = \mathbf{B} \cdot \mathbf{M}$.

С учетом определения скалярного произведения векторов поток (7) векторного поля равен

$$\Phi_E = \int\limits_{(S)} \left(\vec{E}, \vec{n} \right) \cdot dS = \int\limits_{(S)} E \cdot \cos \alpha \cdot dS = \int\limits_{(S)} E_n \cdot dS,$$
 где α – угол между векторами \vec{E} и \vec{n} (рис. 1);

 $E_n = E \cdot \cos \alpha$ — проекция \vec{E} на направление единичного вектора нормали \vec{n} .

Согласно определению (7) поток Φ_E – величина алгебраическая, т. к. он может принимать положительные значения ($\Phi_E > 0$), отрицательные значения $(\Phi_E < 0)$ или быть равным нулю $(\Phi_E = 0)$ при $\vec{E} \neq \vec{0}$.

Формула (7) определяет поток Φ_E через двустороннюю поверхность (S) с точностью до знака ($\langle + \rangle$ или «-») в зависимости от выбора стороны поверхности, к которой задается единичный вектор нормали \vec{n} . Если поверхность (S) ориентировать заданием единичного вектора нормали \vec{n}_1 к ее верхней стороне (рис. 2), то поток Φ_{E1} в этом случае будет отличаться только знаком от потока Φ_{E2} через ту же самую поверхность (S), но ориентированную выбором единичного вектора нормали \vec{n}_2 к нижней стороне $(\vec{n}_2 \uparrow \downarrow \vec{n}_1)$:




Рис. 2

$$\Phi_{E1} = \int_{(S)} \left(\vec{E}, \vec{n}_1 \right) \cdot dS = \int_{(S)} E \cdot \cos \alpha_1 \cdot dS = \int_{(S)} E \cdot \cos \left(\pi - \alpha_2 \right) \cdot dS = \\
= -\int_{(S)} E \cdot \cos \alpha_2 \cdot dS = -\int_{(S)} \left(\vec{E}, \vec{n}_2 \right) \cdot dS = -\Phi_{E2}.$$
(9)

В случае <u>замкнутой</u> поверхности (сферы, поверхности параллелепипеда или любой другой ограничивающей объемное тело поверхности) единичный вектор нормали \vec{n} проводится к <u>внешней стороне</u> этой поверхности, т. е. наружу ограничиваемой ею пространственной области. Для обозначения поверхностного интеграла по <u>замкнутой</u> поверхности (*S*) используется символ ϕ .

Поток Φ_E векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ через произвольную ориентированную поверхность (S) прямо пропорционален разности числа выходящих $N_{\text{выход}}$ из этой поверхности и входящих $N_{\text{вход}}$ в нее силовых линий этого поля:

$$\Phi_E \sim (N_{\text{выход}} - N_{\text{вход}}). \tag{10}$$

При этом выходящей из ориентированной поверхности (S) является такая силовая линия, направление которой в точке ее пересечения с (S) образует острый угол с единичным вектором нормали \vec{n} к этой поверхности (рис. 3). Если силовая линия пересекает ориентированную поверхность (S) так, что направление линии образует с единичным вектором нормали \vec{n} к этой поверхности тупой угол, то такая силовая линия является входящей.




Рис. 3

Теорема Гаусса для поля вектора напряженности \vec{E} электрического поля в вакууме в интегральной форме: поток вектора напряженности \vec{E} электрического поля в вакууме через любую замкнутую поверхность (S) равен алгебраической сумме зарядов $q_{\text{охв}}$, охватываемых этой поверхностью, деленной на электрическую постоянную ε_0 :

$$\oint_{(S)} (\vec{E}, \vec{dS}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot q_{\text{OXB}}.$$
(11)

Принимая во внимание связь потока Φ_E поля вектора \vec{E} через произвольную ориентированную поверхность (*S*) с числом пересекающих эту поверхность силовых линий данного поля (10), из теоремы Гаусса (11) следует:

- если замкнутая поверхность охватывает электрические заряды, то поток вектора напряженности через эту поверхность отличен от нуля, а значит, общее число силовых линий, пересекающих эту поверхность не равно нулю, т. е. $N_{\text{вых}} \neq N_{\text{вход}}$;
- если внутри пространственной области, ограниченной замкнутой поверхностью заряды отсутствуют, то число выходящих линий равно числу линий входящих $N_{\text{вых}} = N_{\text{вход}}$.

Поэтому содержательный смысл теоремы Гаусса для поля вектора напряженности \vec{E} электрического поля в вакууме в интегральной форме заключается в следующем: в общем случае силовые линии электрического поля не являются замкнутыми — они начинаются на положительных электрических зарядах и оканчиваются на отрицательных.

Гладкая или кусочно-гладкая замкнутая кривая (контур) считается <u>ориентированной</u>, если вдоль нее выбрано направление обхода, т. е. в каждой точке этой кривой задан единичный вектор $\vec{\tau}$ ($|\vec{\tau}|$ =1), направленный по касательной к кривой в сторону обхода.

Циркуляция Γ_E векторного поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ вдоль замкнутой ориентированной кривой (L) – это число, равное значению линейного интеграла:

$$\Gamma_E = \oint_{(L)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{d\ell} \right) = \oint_{(L)} \left(\vec{E}, \vec{\tau} \right) \cdot d\ell, \tag{12}$$

где $\overrightarrow{d\ell} = d\ell \cdot \overrightarrow{\tau}$ — вектор ориентированного малого элемента замкнутой кривой (*L*) (рис. 4);

 $d\ell$ — длина малого элемента $(d\ell)$ замкнутой кривой (L), в пределах которого векторное поле можно считать однородным;

 $\vec{\tau}$ — единичный вектор касательной к кривой (L) в некоторой точке элемента ($d\ell$), по направлению совпадающий с направлением обхода вдоль (L). В СИ [Γ_E] = B.




Рис. 4

С учетом определения скалярного произведения векторов циркуляция (12) векторного поля равна

$$\Gamma_E = \oint_{(L)} E \cdot \cos \alpha \cdot d\ell = \oint_{(L)} E_{\tau} \cdot d\ell, \tag{13}$$

где α – угол между векторами \vec{E} и $\vec{\tau}$ (рис. 4);

 $E_{ au}=\left(\vec{E},\vec{ au}\right)=E\cdot\cos\alpha$ — проекция \vec{E} на направление единичного вектора касательной $\vec{ au}$ или вектора ориентированного малого элемента $\overrightarrow{d\ell}$ кривой (L).

Работа A силы \vec{F} электрического поля при движении в нем точечного заряда q по замкнутой траектории (L), равна произведению этого заряда q на циркуляцию Γ_E векторного поля напряженности $\vec{E} = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q}$ вдоль замкнутой ориентированной кривой (L), совпадающей с траекторией движения данного заряда:

$$A = \oint_{(L)} (\vec{F}, d\vec{r}) = \begin{vmatrix} \vec{F} = q \cdot \vec{E} \\ d\vec{r} = d\vec{\ell} \end{vmatrix} = \oint_{(L)} (q \cdot \vec{E}, d\vec{\ell}) = q \cdot \oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{\ell}) = q \cdot \Gamma_E.$$
 (14)

Теорема о циркуляции вектора напряженности \vec{E} электростатического поля в интегральной форме: циркуляция вектора напряженности \vec{E} электростатического поля вдоль любой замкнутой ориентированной кривой (L) всегда равна нулю:

$$\oint_{(L)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{d\ell} \right) = 0.$$
(15)

С учетом (14) из теоремы о циркуляции (15) получается, что работа сил электростатического поля при движении в нем точечного заряда q по замкнутой


траектории (L) всегда равна нулю. Следовательно, силы электростатического поля являются консервативными.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Прямое изучение электростатических полей сопряжено с рядом технических трудностей. Поэтому широко используется **метод моделирования**: исследуемое электростатическое поле $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ заменяется на эквивалентное ему поле стационарных токов $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$ в слабо проводящей среде $(\vec{j} -$ плотность тока). При этом расположение и форма электродов – источников поля $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$ – полностью совпадают с расположением и формой источников моделируемого поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ – электрических зарядов, а в каждой точке поля $\vec{E}(\vec{r}) \uparrow \uparrow \vec{j}(\vec{r})$. Более подробно метод моделирования электростатических полей рассмотрен в методических указаниях к лабораторным работам 2э.1, 2э.3 и 2э.4.

Изучать свойства электростатического поля удобно на примере плоского поля, в каждой точке которого векторы напряженности \vec{E} являются компланарными, т. е. лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях. В этом случае напряженность зависит только от двух координат и при ее определении требуются измерения только в одной из плоскостей. В данной лабораторной работе для проверки теоремы Гаусса и теоремы о циркуляции вектора напряженности \vec{E} электростатического поля в интегральной форме выбрано поле плоского цилиндрического конденсатора.

<u>Лабораторная установка</u> (рис. 5) <u>состоит из</u>: планшета (1) с установленным на нем макетом плоского электростатического поля; источника постоянного тока (2); двойного зонда (3), соединенного с цифровым вольтметром (4). Макет представляет собой горизонтальный лист электропроводной бумаги (5), на котором закреплены подсоединенные к источнику постоянного тока плоские металлические электроды (6). Электропроводная бумага накрыта пластиной из органического стекла с отверстиями для щупов двойного зонда. Плоскостью моделируемого плоского поля напряженности $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$ является плоскость электропроводной бумаги, а его источниками (электрическими зарядами) — электроды (6).



С помощью двойного зонда в любой точке плоского поля можно определить проекцию напряженности \vec{E} на направление (например, на ось Ox) вдоль точек контакта щупов зонда с электропроводной бумагой (рис. 6). Действительно, из связи напряженности электростатического поля и потенциала (4) следует, что проекция E_x вектора \vec{E} на ось Ox равна

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}.$$

Если расстояние d между щупами двойного зонда достаточно малое ($d = \Delta x$), то

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \approx -\frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = -\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{d} = \frac{U}{d},\tag{16}$$

где $U = \varphi_1 - \varphi_2$ — разность потенциалов (напряжение), измеряемая вольтметром, к которому подключен двойной зонд.

Для проверки теоремы Гаусса (11) для поля вектора напряженности \vec{E} электрического поля в вакууме в интегральной форме необходимо выбрать замкнутую поверхность конечных размеров — гауссову поверхность. В качестве таковой в данном случае предлагается выбрать поверхность (S) прямоугольного параллелепипеда высотой h, расположенного симметрично относительно плоскости





Рис. 6

плоского поля вектора (рис. 7, a). Поверхность ($S_{\text{охв}}$) — часть плоскости плоского поля \vec{E} , охватываемая гауссовой поверхностью (S).



Поскольку замкнутую поверхность (S) можно представить в виде совокупности поверхностей двух оснований ($S_{\text{oc.1}}$), ($S_{\text{oc.2}}$) и боковой поверхности (S_6) ($S = (S_{\text{oc.1}}) \cup (S_{\text{oc.2}}) \cup (S_6)$,

то поток (7) вектора \vec{E} через ориентированную гауссову поверхность (S) равен сумме потоков через все ее части:

$$\oint_{(S)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{dS} \right) = \oint_{(S)} \left(\vec{E}, \vec{n} \right) \cdot dS = \int_{(S_{\text{oc.1}})} \left(\vec{E}, \vec{n}_1 \right) \cdot dS + \int_{(S_{\text{oc.2}})} \left(\vec{E}, \vec{n}_2 \right) \cdot dS + \int_{(S_6)} \left(\vec{E}, \vec{n}_6 \right) \cdot dS. \tag{17}$$

где \vec{n}_1 , \vec{n}_2 и \vec{n}_6 – единичный вектор нормали к внешней стороне малого элемента поверхности (S_1) , (S_2) и (S_6) соответственно.

Выберем высоту h поверхности (S) прямоугольного параллелепипеда настолько малой, чтобы ее основания $(S_{\text{oc.1}})$ и $(S_{\text{oc.2}})$ находились практически в области плоского поля вектора \vec{E} (рис. 7, δ). Тогда во всех малых элементах поверхностей $(S_{\text{oc.1}})$ и $(S_{\text{oc.2}})$ вектор \vec{E} перпендикулярен \vec{n}_1 и \vec{n}_2 . Поэтому

$$\int_{(S_{\text{oc},1})} \left(\vec{E}, \vec{n}_1\right) \cdot dS = \int_{(S_{\text{oc},1})} E \cdot \cos\left(\pi/2\right) \cdot dS = 0,$$

$$\int_{(S_{\text{oc},2})} \left(\vec{E}, \vec{n}_2\right) \cdot dS = \int_{(S_{\text{oc},2})} E \cdot \cos\left(\pi/2\right) \cdot dS = 0.$$
(18)

С учетом (18) поток (17) вектора \vec{E} через гауссову поверхность (S) равен потоку через ее боковую поверхность (S_6):

$$\oint_{(S)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{dS} \right) = \int_{(S_6)} \left(\vec{E}, \vec{n}_6 \right) \cdot dS = \int_{(S_6)} E_n \cdot dS, \tag{19}$$

где E_n — проекция вектора \vec{E} на направление единичного вектора нормали \vec{n}_6 к внешней стороне малого элемента (dS) поверхности (S_6) (см. формулу (8)).

Если всю боковую поверхность (S_6) прямоугольного параллелепипеда мысленно разбить на N малых элементов в виде прямоугольников высотой h и одинаковой длины $\Delta \ell_i = \Delta \ell$ (рис. 7, δ), то значение определенного интеграла в выражении (19) можно приближенно представить в виде дискретной суммы

$$\oint_{(S)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{dS} \right) = \int_{(S_6)} E_n \cdot dS \approx \sum_{i=1}^{N} \left(E_{ni} \cdot \Delta S_i \right) = \sum_{i=1}^{N} \left(E_{ni} \cdot h \cdot \Delta \ell_i \right) = h \cdot \Delta \ell \cdot \sum_{i=1}^{N} E_{ni},$$
(20)

где E_{ni} – проекция \vec{E} на направление \vec{n}_{6i} к i-му малому элементу (ΔS_i);

 $\Delta S_i = h \cdot \Delta \ell_i$ — площадь i-го малого элемента.

Согласно теореме Гаусса (11)

$$\oint_{(S)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{dS} \right) = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot q_{\text{OXB}},$$

где $q_{\text{охв}}$ – охватываемый замкнутой поверхностью (S) заряд, поэтому с учетом (20)

$$h \cdot \Delta \ell \cdot \sum_{i=1}^{N} E_{ni} \approx \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot q_{\text{oxb}},$$

$$\sum_{i=1}^{N} E_{ni} \approx \frac{q_{\text{oxb}}}{\varepsilon_0 h \cdot \Delta \ell}.$$
 (21)

В условиях данной лабораторной работы электрические заряды – источники моделируемого плоского поля вектора напряженности \vec{E} – имеют конфигурацию электродов (6) на макете (рис. 5). Поэтому можно ввести **постоянную** величину λ = const, имеющую смысл заряда, приходящегося на единицу длины

электрода в перпендикулярном плоскости поля направлении (в условиях данной лабораторной работы значение λ не известно). Тогда $q_{\text{oxb}} = \lambda_{\text{oxb}} h$ и

$$\sum_{i=1}^{N} E_{ni} \approx \frac{\lambda_{\text{OXB}}}{\varepsilon_0 \cdot \Delta \ell}.$$
 (22)

Пусть высота h гауссовой поверхности (S) и ее боковой поверхности (S_6) мала так, что измерение всех E_{ni} достаточно проводить только вдоль замкнутой линии (L), являющейся сечением гауссовой поверхности (S) плоскостью плоского векторного поля \vec{E} (рис. T, T0 и T0). При этом контур (T1 ограничивает поверхность (T0 ограничивает поверхность (T0 ограничивая во внимание возможность измерения проекции вектора напряженности с помощью двойного зонда, его нужно расположить так, чтобы точки контакта щупов зонда с электропроводной бумагой находились вдоль нормали \vec{n}_{6i} к i1-му малому элементу (T1 боковой поверхности (T1 оковой поверхности (T2 оковой поверхности (T3 оковой поверхности (T3 оковой поверхности (T4 оковой поверхности (T5 оковой поверхности (T6 оковой поверхности (T6 оковой поверхности (T7 оковой поверхности (T8 оковой поверхности (T9 оковой пове


$$E_{ni} \approx \frac{\varphi_{1i} - \varphi_{2i}}{d} = \frac{U_i}{d},\tag{23}$$

где d — расстояние между щупами двойного зонда;

 $\phi_{1i} - \phi_{2i} = U_i$ — разность потенциалов (напряжение), измеряемая вольтметром, к которому подключен двойной зонд. Тогда

$$\sum_{i=1}^{N} E_{ni} \approx \frac{1}{d} \cdot \sum_{i=1}^{N} U_{i}.$$
 (24)

Подставив (24) в выражение (20), получаем, что поток вектора \vec{E} через замкнутую поверхность (S) прямо про-



порционален алгебраической сумме (с учетом знака слагаемых) разностей потенциалов между щупами двойного зонда, измеренных на всех N малых элементах боковой поверхности (S_6) малой высоты h (т. е. вдоль замкнутой линии (L) сечения плоскостью плоского векторного поля гауссовой поверхности (S)):

$$\oint_{(S)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{dS} \right) \approx \frac{h \cdot \Delta \ell}{d} \cdot \sum_{i=1}^{N} U_i.$$
(25)

Приравняем правые части выражений (22) и (24) и учтем, что в условиях данной лабораторной работы длина $\Delta \ell$ малых элементов боковой поверхности (S_6) равна расстоянию d между щупами двойного зонда $\Delta \ell = d$:

$$\frac{1}{d} \cdot \sum_{i=1}^{N} U_i = \frac{\lambda_{\text{OXB}}}{\varepsilon_0 \cdot \Delta \ell},$$

$$U = \sum_{i=1}^{N} U_i = \frac{\lambda_{\text{OXB}}}{\varepsilon_0},\tag{26}$$

где U — алгебраическая сумма (с учетом знака слагаемых) разностей потенциалов между щупами двойного зонда, измеренных на всех N малых элементах боковой поверхности (S_6) гауссовой поверхности (S).

Таким образом, из выражений (25) и (26) следует:

- если замкнутая поверхность (S) **охватывает** заряд, когда поверхность ($S_{\text{охв}}$) содержит внутренний электрод макета (см. рис. 7, a), то $\lambda_{\text{охв}} \neq 0$ и алгебраическая сумма U разностей потенциалов, измеренных на всех N малых элементах поверхности, также отлична от нуля $U \neq 0$;
- если замкнутая поверхность (S) не охватывает заряд, когда поверхность ($S_{\text{охв}}$) не содержит внутренний электрод макета, то $\lambda_{\text{охв}} = 0$ и U = 0.

В данной лабораторной работе проверка теоремы Гаусса заключается в следующем.

Если две **разные** замкнутые поверхности (S_1) и (S_2) охватывают один и тот же электрод на макете, то $\lambda_{\text{охв.1}} = \lambda_{\text{охв.2}} \neq 0$, то потоки вектора \vec{E} через них должны быть одинаковыми, поскольку согласно теореме они определяются только зарядом. Следовательно, $U_1 \approx U_2$.

Если замкнутая поверхность (S_3) не охватывает заряд, то поток вектора \vec{E} через нее должен быть равен нулю, т. е. $U_3 \ll U_1$.

Для проверки теоремы о циркуляции вектора напряженности \vec{E} электростатического поля в интегральной форме (15) в данной лабораторной работе ориен-

тированной замкнутой кривой является прямоугольный контур (L), направление обхода по которому выбирается произвольно. Если контур (L)мысленно разбить на N малых элементов в виде отрезков одинаковой длины $\Delta \ell_i = \Delta \ell$ (рис. 9), то значение линейного интеграла в определении циркуляции (12) с учетом (13) можно приближенно представить в виде дискретной суммы




Рис. 9

$$\oint_{(L)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{d\ell} \right) = \oint_{(L)} \left(\vec{E}, \vec{\tau} \right) \cdot d\ell = \oint_{(L)} E_{\tau} \cdot d\ell \approx \sum_{i=i}^{N} \left(E_{\tau i} \cdot \Delta \ell_{i} \right) = \Delta \ell \cdot \sum_{i=i}^{N} E_{\tau i}, \tag{27}$$

где $E_{\tau i}$ — проекция \vec{E} на направление единичного вектора касательной $\vec{\tau}_i$ к контуру (L), проведенного в точке начала i-го малого элемента $(\Delta \ell_i)$ контура в направлении выбранного обхода вдоль (L) (на рис. 9 направление обхода выбрано против часовой стрелки).

Тогда, принимая во внимание возможность определения проекции вектора напряженности с помощью двойного зонда, его нужно расположить так, чтобы точки контакта щупов зонда с электропроводной бумагой находились

вдоль касательной $\vec{\tau}_i$ к *i*-му малому элементу ($\Delta \ell_i$) контура (L), а стрелка на зонде указывала направление $\vec{\tau}_i$. В этом случае согласно (16)

$$E_{\tau i} \approx \frac{\varphi_{1i} - \varphi_{2i}}{d} = \frac{U_i}{d},\tag{28}$$

где d – расстояние между щупами двойного зонда (рис. 9);

 $\phi_{1i} - \phi_{2i} = U_i$ — разность потенциалов (напряжение), измеряемая вольтметром, к которому подключен двойной зонд.

Подставляя (28) в выражение (27) с учетом $\Delta \ell = d$, получаем, что циркуляция вектора \vec{E} вдоль ориентированной замкнутой кривой (L) равна алгебраической сумме (с учетом знака слагаемых) разностей потенциалов между щупами двойного зонда, измеренных на всех N малых элементах контура (L):

$$\oint_{(L)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{d\ell} \right) \approx \sum_{i=1}^{N} U_i.$$
(29)

Согласно теореме (15) циркуляция вектора напряженности \vec{E} электростатического поля вдоль любой замкнутой ориентированной кривой (L) всегда равна нулю:

$$\oint_{(L)} \left(\vec{E}, \overrightarrow{d\ell} \right) = 0,$$


поэтому с учетом (29) для **любого** контура (охватывающего или не охватывающего заряды (электрод)) должно выполняться равенство

$$U = \sum_{i=1}^{N} U_i = 0. (30)$$

где U – алгебраическая сумма (с учетом знака слагаемых) разностей потенциалов между щупами двойного зонда, измеренных на всех N малых элементах контура (L).

Подготовка лабораторной установки к работе и методика измерений

- 1. Подключить макет и вольтметр к сети 220 В.
- 2. Перевести тумблер «Сеть» в верхнее положение».
- 3. Выбрать на макете **охватывающую** заряд замкнутую поверхность (S_1) , которая пересекает плоскость поля напряженности \vec{E} (поверхность электропроводной бумаги) по замкнутой линии (L_1) , которая является объединением контуров 1 и 2 на макете, и ограничивает поверхность $(S_{\text{охв.1}})$, **содержащую** внутренний электрод (рис. 10, a).
- 4. Расположить двойной зонд так, чтобы точки контакта щупов зонда с электропроводной бумагой находились на нормали \vec{n}_{6i} к *i*-му малому элементу, а стрелка на зонде указывала направление \vec{n}_{6i} (рис. 8). Показания U_i вольтметра (с учетом знака) внести в соответствующую ячейку строки № 1 табл.



5. Повторить п. 4 для всех остальных элементов. Все значения U_i с учетом знака внести в соответствующую ячейку строки № 1 табл. в виде перечисления (например: +0,157; -0,082; -0,331; ...).

Таблица

	Таблиц		Таблица
№		U_i,B	$U = \sum_{i=1}^{N} U_i$, B
1.	$\bullet (S_1)$		
2.			
3.	(S_3)		
4.	$\bullet (L_2)$		
5.	(L_3)		

6. Выбрать на макете другую охватывающую заряд замкнутую поверхность (S_2) , которая пересекает плоскость поля напряженности \vec{E} (поверхность электропроводной бумаги) по контуру (L_2) , который ограничивает поверхность $(S_{\text{охв.2}})$, содержащую внутренний электрод (рис. 10, δ).

- 7. Выполнить пп. 4, 5. Полученные результаты внести в соответствующую ячейку строки № 2 табл.
- 8. Выбрать на макете **не охватывающую** заряд замкнутую поверхность (S_3) , которая пересекает плоскость поля напряженности \vec{E} (поверхность электропроводной бумаги) по контуру (L_3) , который ограничивает поверхность $(S_{\text{охв.3}})$, **не содержащую** внутренний электрод (рис. 10, \boldsymbol{e}).
- 9. Выполнить пп. 4, 5. Полученные результаты внести в соответствующую ячейку строки № 3 табл.
- 10. Выбрать на макете контур (L_2), который **охватывает** заряд (внутренний электрод) (рис. 10, δ), и задать направление обода вдоль этого контура (например, против часовой стрелки).
- 11. Расположить двойной зонд так, чтобы точки контакта щупов зонда с электропроводной бумагой находились на касательной $\vec{\tau}_i$ к i-му малому элементу ($\Delta \ell_i$) контура (L_2), а стрелка на зонде указывала направление $\vec{\tau}_i$. (рис. 9). Показания U_i вольтметра (с учетом знака) внести в соответствующую ячейку строки \mathbb{N}_2 4 табл.
- 12. Повторить п. 11 для всех остальных элементов контура (L_2). Все значения U_i внести в соответствующую ячейку строки № 4 табл. в виде перечисления.
- 13. Выбрать на макете контур (L_3), который **не охватывает** заряд (внутренний электрод) (рис. 10, θ), и задать направление обода вдоль этого контура.
- 14. Выполнить пп. 11, 12. Полученные результаты внести в соответствующую ячейку строки № 5 табл.
 - 15. Перевести тумблер «Сеть» в нижнее положение.
 - 16. Отключить макет и вольтметр от сети 220 В.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- 1. По данным строк № 1 и 2 табл. вычислить алгебраическую сумму U_1 и U_2 разностей потенциалов. Результаты внести в соответствующие ячейки табл.
 - 2. Сравнить U_1 и U_2 на предмет их равенства.
- 3. По данным строки № 3 табл. вычислить алгебраическую сумму разностей потенциалов U_3 . Результат внести в соответствующую ячейку табл.
- 4. Вычислить отношение U_3 / U_1 и сделать заключение о малости величины этого отношения. При этом необходимо учитывать следующее: если одно число меньше второго хотя бы в 10 раз (меньше на порядок), то оно может считаться пренебрежимо малым по сравнению со вторым числом.
- 5. Сделать вывод о выполнении теоремы Гаусса для поля вектора напряженности \vec{E} электрического поля в интегральной форме.
- 6. По данным строк № 4 и 5 табл. вычислить алгебраическую сумму U_4 и U_5 . Результаты внести в соответствующие ячейки табл.
- 7. Вычислить отношение U_4 / U_1 и U_5 / U_1 . Сделать заключение о малости величин этих отношений и вывод о выполнении равенства нулю циркуляции вектора напряженности \vec{E} электростатического поля вдоль произвольного ориентированного контура.

ЗАДАНИЕ

- 1. Изучить лабораторную установку и методику измерений.
- 2. Следуя указаниям в подразделе «Подготовка лабораторной установки к работе и методика измерений» определить значения U_i . Полученные результаты внести в табл.
 - 3. Перевести расположенный на макете тумблер в положение «Выкл.».
 - 4. Отключить макет и вольтметр от сети 220 В.
- 5. Следуя указаниям раздела «**Обработка результатов измерений**» вычислить алгебраические суммы U_1 , U_2 , U_3 , U_4 и U_5 .
- 6. Произвести анализ полученных результатов и сделать вывод в соответствии с целью работы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Дайте определение потока векторного поля \vec{E} через произвольную ориентированную поверхность. Когда поверхность считается ориентированной?
- 2. Как поток векторного поля \vec{E} через произвольную ориентированную поверхность связан с числом силовых линий поля, пересекающих эту поверхность?
- 3. Сформулируйте теорему Гаусса для электрического поля в вакууме в интегральной форме и запишите формулу, выражающую ее. Каков содержательный смысл этой теоремы?
- 4. Дайте определение циркуляции векторного поля \vec{E} вдоль ориентированной замкнутой кривой. В каком случае замкнутая кривая считается ориентированной?
- 5. Как связана работа силы электрического поля при движении в нем точечного заряда по замкнутой траектории (L) с циркуляцией вектора напряженности этого поля вдоль замкнутой ориентированной кривой (L), совпадающей с траекторией движения данного заряда?
- 6. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора напряженности \vec{E} электростатического поля в интегральной форме и запишите формулу, выражающую ее. Какой вывод о характере электростатического поля можно сделать из этой теоремы?
- 7. Обоснуйте возможность проверки теоремы Гаусса и теоремы о циркуляции вектора напряженности \vec{E} в условиях данной лабораторной работы.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Савельев, И. В. Курс физики : учеб. пособие для вузов. В 3 т. Том 2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика / И. В. Савельев. 7-е изд., стер. СПб. : Лань, 2022.-468 с..
- 2. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы : учеб. пособие / И. Е. Иродов . -12-е изд. М. : Лаборатория знаний, 2021. -322 с.
- 3. Сивухин, Д. В. Общий курс изики : учеб. пособие для вузов. В 5 т. Том III. Электричество / Д. В. Сивухин. 6-е изд., стереот. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2020. 565 С.